



Innovation überholt Tradition.



Pflegebettbehälter Alma

Wofür?

Für das Telefon beim Ruf nach Hilfe, für den Durst löschenden Trinkbecher oder für Taschentücher – es ist beruhigend, wenn diese Dinge leicht zu erreichen sind. Neben anderen Kleinigkeiten gehören auch Brille und Fernbedienung dazu.

Einfach und sicher am Pflegebett angebracht

Alma wird auf das Seitengitter des Pflegebettes aufgesteckt. Ob innenseitig oder von außen – die Anbringung können Sie individuell entscheiden. Das mitgelieferte Sicherungsklettband ermöglicht ein beschädigungsfreies Anbringen. Vorteil des Klettbandes: Alma kann dadurch an der Stelle befestigt werden, wo es am besten erreichbar ist.

Individuelle Befestigung

Die Länge des Sicherungsklettbands von Alma lässt sich optimal abstimmen. Hierzu wird einfach das Klettband durch die Öse der Vorderseite so befestigt, dass man es gut greifen kann. Dann zieht man das Klettband durch die Öse der Rückseite und fixiert dann die Länge. Dieser Vorgang muss nur einmalig durchgeführt werden.

Alma besteht aus einem hochwertigem hygienischen Kunststoff. Die Reinigung kann in der Spülmaschine erfolgen, auch zusammen mit dem Sicherungsklettband.

Art.-Nr.	Artikel	VE	€ / VE
ALMA-M	Pflegebettbehälter Alma orange/melone	1 X 1	11,45
ALMA-R	Pflegebettbehälter Alma rubinrot	1 X 1	11,45

Art.-Nr.	Artikel	VE	€ / VE
ALMA-W	Pflegebettbehälter Alma perlweiß	1 X 1	11,45
ALMA-B	Klettband für Pflegebettbehälter Alma	1 X 5	16,99