



## Zahnprothesendose mit Siebeinsatz

Sichere und saubere Verwahrung der Prothese

Funktionsgerecht bis ins Detail

Personenbezogene Beschriftung auf dem Deckel möglich

Fester Halt des Deckels durch Schraubverschluss

Praktischer Siebeinsatz zum Reinigen und Abtropfen der Zahnprothese

Stabiler Kunststoff

für Spülmaschine geeignet bis 93°C

Art.-Nr. 010925

mit Siebeinsatz

aus PP weiß

Schraubdeckel mit Beschriftungsfeld

Außenmaße: Ø 95 x H 60 mm

Art.-Nr. 010910

melident® Zahnprothesendose

ohne Siebeinsatz

Art.-Nr. 010915

melident® Siebeinsatz

ohne Dose

| Art.-Nr. | Artikel                               | VE    | € / VE |
|----------|---------------------------------------|-------|--------|
| 1092500  | melident Zahnprothesendose inkl. Sieb | 1 X 1 | 2,11   |

| Art.-Nr. | Artikel                    | VE    | € / VE |
|----------|----------------------------|-------|--------|
| 1091011  | melident Zahnprothesendose | 1 X 1 | 1,71   |