



Augenspülflaschen/Augenspülstation

A44755:

Mit steriler Phosphatlösung (4,9 %). Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali

200 ml Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale

Haltbarkeit: 3 Jahre

PZN 11535388

50022:

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%)

mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe

Ungeöffnet 3 Jahre haltbar

DIN EN 15154-4

Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich

PZN 11535371

A44708:

Wandstation mit 2x1000ml Flaschen

Mit Wandhalterungen und beiliegendem Piktogramm

Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet und ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist

Spülzeit: ca. 20 Minuten

PZN 03128893

Art.-Nr.	Artikel	VE	€ / VE
A44755	Augenspülflasche Plum 200ml	1 X 1	15,51
50022	Augenspülflasche Plum 500ml	1 X 1	17,21
A44708	Augenspülstation Plum Maxi 1000ml	1 X 1	59,90